

# Test STAYCHILL

	At Start	20min	40min	1H	1H 20min	1H 40min	2H	2H 30min	3H	3H 30min	4H
1/2 Centre	-20,2	-4,3	-0,8	-0,6	-0,5	0,4	0,5	1,7	2,7	6,1	8,9
1/2 Outer edge	-10,7	6,0	6,9	7,3	7,6	8,6	8,7	10,2	11,4	12,6	14,6
1/3 Centre	-17,1	-4,0	1,7	2,9	4,8	5,5	6,6	8,5	9,8	13	14,9
1/3 Outer edge	-10,5	7,3	8,9	9,3	10,2	10,8	11,5	13,2	14,2	15,8	16,6
1/4 Centre	-13,6	2,7	6,8	8,9	9,1	10,9	11,6	12,5	12,8	14,1	15,0
1/4 Outer edge	-7,2	6,9	10,1	11,2	11,8	13,1	13,5	15,1	15,5	16,1	16,2
1/6 Centre	-15,5	2,0	5,6	7,0	7,7	7,8	8,4	10,9	13,3	16,4	18,8
1/6 Outer edge	-10,1	8,7	9,6	10,1	10,9	11,3	12,1	13,2	14,8	17,1	19,0

Degree celcius

Mesaure with infrared thermometer

Indoor temp 24dgr

